

Pointes type EPPENDORF®



- en polypropylène médical de haute pureté
- exempts de cadmium, métaux lourds et latex
- très transparentes
- parfaite étanchéité avec les micropipettes compatibles
- directionnalité optimale des liquides dans le processus de vidange
- excellent degré d'imperméabilité
- autoclavables

- différents packagings :
 - en vrac, en sachet de 1 000 pièces
 - stériles, en emballage individuel
 - stériles ou non stériles, en rack de 96 pièces, autoclavable, avec couvercle
 - en barquettes de recharge de 96 pièces

0,5 - 20µl neutres / crystal			réf.	Prix HT	Compatibilité	
	emballage par 1000	- les 10 000	PP4201		Eppendorf® Reference, Research, Research plus 0.5- 10 µl Gilson® Pipetman P2, P10, P20 sans éjecteur Sartorius® Proline Brand® transferpette Socorex® Acura HTL® Discovery DV10 Thermo Scientific™ Finnpipe™	
	emballage individuel	stériles les 500	PP4202			
	rack 96 pointes	- les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4203			
	rack 96 pointes	stériles les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4204			
	recharge 96 pointes	- les 480 (5 recharges x 96 pointes)	PP4205			
2 - 20µl neutres						
	emballage par 1000	- les 10 000	PP4211		Eppendorf® tous modèles Gilson® Pipetman P20 HTL® Discovery Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™	
	emballage individuel	stériles les 500	PP4212			
	rack 96 pointes	- les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4213			
	rack 96 pointes	stériles les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4214			
	emballage par 1000	- les 10 000	PP4221		Eppendorf® tous modèles Gilson® Pipetman P200 Sartorius® Proline Brand® Transferpette Socorex® Acura (single channel) HTL® Discovery DV200 Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™	
	emballage individuel	stériles les 500	PP4222			
	rack 96 pointes	- les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4223			
	rack 96 pointes	stériles les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4224			
	recharge 96 pointes	- les 480 (5 recharges x 96 pointes)	PP4225			
	5 - 200 µl					
		Jaunes				Eppendorf® tous modèles Gilson® Pipetman P20-100-200 Sartorius® Proline & mLine Brand® Transferpette Socorex® Acura & Calibra HTL® Discovery Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™
		emballage par 1000	- les 10 000	PP4231		
emballage individuel		stériles les 500	PP4232			
rack 96 pointes		- les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4233			
rack 96 pointes		stériles les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4234			
	recharge 96 pointes	- les 480 (5 recharges x 96 pointes)	PP4235			
	Neutres					
emballage par 1000	- les 10 000	PP4236				
50 - 1000 µl						
	Bleues				Eppendorf® tous modèles Gilson® Pipetman P1000 Sartorius® Proline Brand® Transferpette Socorex® Calibra HTL® Découverte DV1000 Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™	
	emballage par 1000	- les 10 000	PP4241			
	emballage individuel	stériles les 450	PP4242			
	rack 96 pointes	- les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4243			
	rack 96 pointes	stériles les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4244			
	recharge 96 pointes	- les 480 (5 recharges x 96 pointes)	PP4245			
	Neutres					
emballage par 1000	- les 10 000	PP4246				