







Pointes stériles avec filtre
type EPPENDORF®

- en polypropylène
- autoclavables
- le filtre élimine les risques de contamination et de résultats falsifiés, causés par des micropipettes contaminées
- stériles par irradiation aux rayons ioniseurs, exempts d'ADN, de DNase et de RNase, sans cadmium et apyrogènes
- deux packagings :
 - stériles, en vrac, en sachet de 1 000 pièces
 - stériles, en rack de 50 ou 96 pièces, autoclavable, avec couvercle, scellé individuellement par un film transparent pour garantir la stérilité



				réf.	Prix HT	Compatibilité
0,5 - 20 µl neutres						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4601		Gilson® P2-P10-P100 no ejector Sartorius® Proline - AHN BIO® Brand® Transferpette Socorex® Acura HTL® Discovery DV10 Thermo Scientific™ Finnpipe™ AHN BIO®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4602		
2 - 20 µl neutres						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4611		Gilson® Pipetman P20 HTL® Discovery Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™ Kartell®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4612		
5 - 100 µl neutres						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4621		Gilson® Pipetman P20-100-200 Sartorius® Proline & mLine Brand® Transferpette Socorex® Acura & Calibra HTL® - Thermo Scientific™ Finnpipe™ Nichiryo® Kartell®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4622		
20 - 300 µl neutres, graduées et biseautées						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4631		Gilson® Pipetman P200 Sartorius® Proline Brand® Transferpette Socorex® Acura (single channel) HTL® Discovery DV200 Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™ Kartell®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4632		
50 - 1000 µl neutres						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4641		Gilson® Pipetman P1000 Sartorius® Proline Brand® Transferpette Socorex® Acura & Calibra HTL® Discovery DV1000 Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4642		
1000 - 5000 µl neutres						
	rack 50 pointes	stériles	les 200 (4 racks x 50 pointes)	PP4651		Socorex® Acura Sartorius® Oxford®