



BRAND

MICROTUBES VISSANTS

Microtubes BRAND® sans capuchon vissant

0,5, 1,5 et 2,0 ml

capacité	type	Microtubes gradués		Microtubes non gradués avec bague de sécurité	
température		-196°C + 121°C		-196°C + 121°C	
0,5 ml	coniques avec jupe	BD2005	les 1000	BD2105	les 1000
1,5 ml	coniques avec jupe	BD2015	les 1000	BD2115	les 1000
	coniques	BD2016	les 1000	BD2116	les 1000
2,0 ml	coniques avec jupe	BD2020	les 1000	BD2120	les 1000
	coniques	BD2021	les 1000	BD2121	les 1000



- en polypropylène hautement transparent
- dim. Ø 13 x h44 mm
- gamme de température de -196 à +121°C
- fermeture parfaitement étanche, ¼ de tour suffit pour ouvrir et fermer le capuchon
- les modèles sans jupe sont centrifugeables jusqu'à 20.000 g, les modèles avec jupe jusqu'à 17.000 g
- les modèles gradués ont également une zone sablée pour le marquage (le modèle 0,5 ml n'est pas gradué)
- en option, inserts de couleur à clipser sur le capuchon

Microtubes BRAND® avec capuchon vissant

0,5, 1,5 et 2,0 ml

- en polypropylène hautement transparent, capuchon en PP ou PE, suivant modèle
- dim. Ø 13 x h44 mm
- fermeture parfaitement étanche, ¼ de tour suffit pour ouvrir et fermer le capuchon
- modèles stériles, exempts d'ADN, DNase et RNase, sans endotoxine, non mutagènes, non toxiques
- les modèles sans jupe sont centrifugeables jusqu'à 20.000 g, les modèles avec jupe jusqu'à 17.000 g
- les modèles gradués ont également une zone sablée pour le marquage
- en option, inserts de couleur à clipser sur le capuchon



capacité	type	Microtubes stériles avec capuchon vissant		Microtubes avec capuchon vissant attaché	
		gradués avec joint en silicone	gradués avec bague de sécurité	non gradués capuchon PE, avec lèvres de scellé	gradués capuchon PP, avec joint en silicone
capuchon		vissant		vissant attaché	
stériles		stériles		-	
température		-196°C + 121°C		-90°C + 100°C	
0,5 ml	coniques avec jupe	BD2205	les 500	BD2405	les 1000
1,5 ml	coniques avec jupe	BD2215	les 500	BD2415	les 1000
	coniques	BD2216	les 500	BD2416	les 1000
2,0 ml	coniques avec jupe	BD2220	les 500	BD2420	les 1000
	coniques	BD2221	les 500	BD2421	les 1000

Capuchons vissants et insert colorés

- capuchons en PP
- -196 à +121°C
- les inserts se clipsent sur les capuchons standard



coloris	Capuchons vissants		Inserts à clipser
	standard [1]	av. bague de sécurité [2]	
blancs ○	BD2601 les 1000	-	BD2801 les 500
transparent ○	-	BD2702 les 1000	-
bleus ●	BD2603 les 1000	BD2703 les 1000	BD2803 les 500
rouges ●	BD2604 les 1000	BD2704 les 1000	BD2804 les 500
lilas ●	-	BD2705 les 1000	-
verts ●	BD2606 les 1000	BD2706 les 1000	BD2806 les 500
jaunes ●	BD2607 les 1000	BD2707 les 1000	BD2807 les 500