

Flacons de prélèvement 30 à 200 ml en polypropylène



- collecte et transport d'échantillons
- flacons en polypropylène
- capuchon vissant, coloris rouge ou blanc
- fond plat, sauf flacons de 30 ml qui ont un fond conique et

- une jupe
- modèles spéciaux : gradués, stériles, avec étiquette, avec zone de marquage dépolie, avec capuchon inviolable, avec 0,4 g d'acide borique, conservateur qui maintient les bac-

- téries vivantes en limitant leur activité physiologique, limite leur multiplication, et n'altère pas le résultat de l'analyse
- en vrac ou en emballage individuel

capacité	dim.	capuchon	stérile	graduations	marquage	capuchon inviolable	acide borique	emballage	référence		prix HT
30 ml	Ø25 x h90 mm	●	stériles	-	étiquette	-	■ 0,4 g	vrac	AX38526	les 400	1
		○	-	-	-	-	-	vrac	AX38611	les 400	2
		○	-	-	-	-	-	emb.individuel	AX38515	les 400	2
		○	stériles	-	-	-	-	emb.individuel	AX38525	les 400	2
40 ml	Ø30 x h70 mm	●	-	graduations	-	-	-	vrac	AX38522	les 100	3
		●	-	graduations	-	-	-	emb.individuel	AX38523	les 800	3
50 ml	Ø38 x h70 mm	●	-	-	-	-	-	vrac	AX38512	les 700	4
		●	-	-	-	-	-	emb.individuel	AX38516	les 600	4
		●	-	-	-	-	inviolable	-	emb.individuel	AX38592	les 600
60 ml	Ø38 x h65 mm	●	aseptiques	-	-	-	-	vrac	AX38597	les 600	6
		●	aseptiques	-	étiquette	-	-	vrac	AX38590	les 600	6
		●	stériles	-	-	-	-	emb.individuel	AX38517	les 750	6
		●	stériles	-	étiquette	-	-	emb.individuel	AX38536	les 750	6
		●	aseptiques	graduations	-	-	-	vrac	AX38538	les 600	7
		●	stériles	graduations	-	-	-	emb.individuel	AX38539	les 750	7
120 ml	Ø57 x h73 mm	●	stériles	-	-	-	-	vrac	AX38546	les 360	8
		●	aseptiques	graduations	étiquette	-	-	vrac	AX38535	les 450	9
		●	aseptiques	graduations	zone dépolie	-	-	vrac	AX38514	les 450	9
		●	aseptiques	graduations	zone dépolie	-	-	emb.individuel	AX38518	les 350	9
200 ml	Ø57 x h116 mm	●	stériles	graduations	zone dépolie	-	-	emb.individuel	AX38543	les 350	9
		●	-	graduations	zone dépolie	-	-	vrac	AX38547	les 275	10