

## Flacons de collecte des urines 24 h en polyéthylène HDPE

### Flacons ronds

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE

capuchon blanc à vis  
avec joint interne en Poxelan  
(qualité pharmaceutique)

capuchon noir à  
vis avec  
obturateur

Étanchéité parfaite.

- coloris blanc
- graduations moulées en relief 50 ml
- prise latérale pour manipulation facile d'une seule main
- usage général pour prélèvements, échantillonnages, transport, etc.
- dim. Ø108 x h290 mm



capacité	col	capuchon	stériles	conditionnement	référence	Prix HT
<b>flacons ronds avec capuchon blanc avec joint</b>						
2 litres	Ø 66,5 mm	○ non vissé	-	en vrac	AX6110	
2 litres	Ø 66,5 mm	○ vissé	stériles	emb. individuel	AX6111	
2 litres	Ø 66,5 mm	○ vissé	-	emb. individuel	AX6115	
<b>flacons ronds avec capuchon noir et obturateur</b>						
2 litres	Ø 66,5 mm	● non vissé	-	en vrac	AX6113	
2 litres	Ø 66,5 mm	● vissé	-	en vrac	AX6116	

### Flacons rectangulaires

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE

- coloris blanc
- graduations moulées en relief 50 ml
- capuchon blanc à vis avec joint interne en Poxelan (qualité pharmaceutique) : étanchéité totale
- capuchon noir à vis avec obturateur pour assurer une bonne étanchéité
- prise latérale pour manipulation facile
- usage général pour prélèvements, échantillonnages, transport, etc.
- modèles stériles et/ou en sachet unitaire




capacité	col	capuchon	stériles	cond.	réf.	Prix HT	
<b>flacons ronds avec capuchon blanc avec joint</b>							
2 litres	Ø68mm	125x84xh253mm	○ non vissé	-	en vrac	AX38451	
	Ø68mm	125x84xh253mm	○ vissé	-	en vrac	AX38457	
	Ø68mm	125x84xh253mm	○ vissé	-	emb. indiv.	AX38452	
2,7 litres	Ø68mm	125x84xh253mm	○ vissé	stériles	emb. indiv.	AX38454	
	Ø65mm	120x210xh249mm	○ non vissé	-	en vrac	AX6101	
	Ø65mm	120x210xh249mm	○ non vissé	-	emb. indiv.	AX6104	
	Ø65mm	120x210xh249mm	○ vissé	-	en vrac	AX6107	
2 litres	Ø65mm	120x210xh249mm	○ vissé	stériles	emb. indiv.	AX6103	
	<b>flacons ronds avec capuchon noir et obturateur</b>						
	2 litres	Ø68mm	125x84xh253mm	● non vissé	-	en vrac	AX38455
	Ø68mm	125x84xh253mm	● vissé	-	emb. indiv.	AX38456	

### Flacons rectangulaires ambrés

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE

2 litres

2,7 litres



- graduations moulées en relief 50 ml
- capuchon blanc à vis avec joint interne en Poxelan (qualité pharmaceutique)
- prise latérale pour manipulation facile
- usage général pour prélèvements, échantillonnages, transport, etc.

capacité	col	dimensions	capuchon	cond.	référence	Prix HT
2 litres	Ø 66 mm	125x84xh253 mm	○ non vissé	en vrac	AX38453	l'unité
	Ø 66 mm	125x84xh253 mm	○ vissé	en vrac	AX38458	les 52
2,7 litres	Ø 64 mm	120x210xh249 mm	○ non vissé	en vrac	AX6102	l'unité
	Ø 64 mm	120x210xh249 mm	○ vissé	en vrac	AX6105	l'unité

### Flacons rectangulaires ambrés avec canule d'aspiration

PLASTIQUE  
polypropylène

canule  
185 mm



- en polypropylène orange opaque
- forme rectangulaire avec poignée
- graduations moulées en relief
- capuchon vissant en polypropylène avec cavité pour insérer le tube, **canule**
- **d'aspiration** intégrée, obturateur à charnières
- canule 185 mm pour l'aspiration d'échantillon avec une quantité minimum de liquide

capacité	canule	référence	Prix HT
3 litres	185 mm	SY2145	les 30