

Flacons collecteurs 24 h
2500 ml



- en polyéthylène
- gradués
- collecte des urines sur 24 heures
- capuchon à vis avec bouchon pour faciliter l'échantillonnage

capacité	dim.	référence	Prix HT
2500 ml	Ø 130 x h250 mm	PP2671 les 30	
2500 ml	245 x 115 x h160 mm	PP2672 les 30	


Flacons carrés collecteurs 24 h
2000 ml



- en polyéthylène
- collecte des urines sur 24 heures
- bouchon à vis
- poignée ergonomique
- gradués de 100 à 2000 ml, par incréments de 50 ml
- coloris blanc, ou marron, pour les tests photosensibles

coloris	capacité	dim.	référence	Prix HT
○	2000 ml	120 x 90 x h245 mm	PP2673 les 52	
●	2000 ml	120 x 90 x h245 mm	PP2674 les 52	

Flacons carrés collecteurs 24 h
pour tubes à vide



- en polyéthylène
- collecte des urines sur 24 heures
- bouchon à vis avec dispositif d'aspiration avec tubes à vide
- poignée ergonomique
- gradués de 100 à 2000 ml
- coloris blanc, ou marron, pour les tests photosensibles
- livrés avec ou sans sonde, suivant modèle

coloris	capacité	dim.	sonde	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				sans sonde		avec sonde 150 mm	
○	2000 ml	120 x 90 x h230 mm	150 mm	PP2681	les 52	PP2683	les 52
●	2000 ml	120 x 90 x h230 mm	150 mm	PP2682	les 52	PP2684	les 52
●	3000 ml	125 x 125 x h245 mm	185 mm	PP2685	les 30	PP2686	les 30