

Pots pour coprologie avec spatule 30 à 150 ml, en polypropylène

- collecte et transport d'échantillons
- flacons en polypropylène
- capuchon vissant, coloris rouge ou bleu
- fond plat, sauf flacons de 30 ml qui ont un fond conique et une jupe
- modèles stériles
- en vrac ou en emballage individuel



capacité	dim.	capuchon	stérile	graduations	marquage	acide borique	emballage	référence		prix HT
30 ml	Ø25 x h90 mm	●	-	-	-	■ 0,4 g	vrac	AX38560	les 400	1
50 ml	Ø38 x h70 mm	●	-	-	-	-	vrac	AX38561	les 700	2
60 ml	Ø38 x h65 mm	●	aseptiques	-	-	-	vrac	AX38567	les 600	3
120 ml	Ø57 x h73 mm	●	-	graduations	zone dépolie	-	vrac	AX38563	les 450	4
		●	-	graduations	zone dépolie	-	emb.individuel	AX38564	les 350	4
		●	stériles	graduations	zone dépolie	-	emb.individuel	AX38542	les 350	4

Pots pour coprologie avec spatule 60 à 150 ml, en polystyrène

- collecte et transport d'échantillons
- flacons en polystyrène
- capuchon vissant, coloris rouge ou blanc
- fond plat



capacité	dim.	capuchon	stérile	spatule	emballage	référence		prix HT
60 ml	Ø38 x h65 mm	●	aseptiques	cuillère	vrac	AX38562	les 600	1
150 ml	Ø58 x h69 mm	○	-	spatule	vrac	AX38565	les 350	2