


# ÉCOUVILLONS

## Brossettes Gynobrush® plus prélèvement gynécologique


certification  
DM 93/42/CE



- longueur totale 200 mm
- tige en plastique
- tête avec embout de sécurité en plastique souple

## Brossettes Gynobrush® spécial prélèvement gynécologique

certification  
DM 93/42/CE




- longueur totale 200 mm
- tige en plastique
- tête forme triangulaire
- usage unique

référence	référence	Prix HT
Brosses Gynobrush® plus	HC1050 les 100	

référence	référence	Prix HT
Brosses Gynobrush® plus standard	HC1060 les 100	

## Spatules de Ayre en bois



modèle	référence	Prix HT
Spatules AYA standard	AYA les 1000	
Spatules AYB spéciales	AYB les 1000	

## Spatules de Ayre en bois

deltalab



- bords arrondis
- modèle stérile par oxyde d'éthylène
- longueur totale 178 mm

modèle	référence	Prix HT
Spatules standard	AX3161 les 100	
Spatules <b>stériles</b> Peel-Pack	AX3162 les 500	

## Spatules de Ayre en plastique

deltalab



- polypropylène autoclavable
- bords arrondis
- modèle stérile par oxyde d'éthylène
- longueur totale 179 mm

référence	référence	Prix HT
Spatules standard	AX3165 les 500	
Spatules <b>stériles</b> Peel-Pack	AX3166 les 500	
Spatules <b>stériles</b> Flow-Pack	AX3167 les 500	