

# ACCESSOIRES DE PRÉLÈVEMENT

## Fauteuils de prélèvement à roulettes

- ▶ **revêtement classe M1 : ininflammable**
- ▶ **19 coloris au choix, nuancier sur demande (bleu cobalt par défaut)**

### Fauteuil à colonne hydraulique

- piétement X époxy blanc avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein
- réglable en hauteur par pompe hydraulique, de 600 à 750 mm
- mousse densité 38 kg/m<sup>3</sup>
- dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- 2 appui-bras en revêtement PVC pivotants, articulés, réglables en hauteur
- tête réglable en hauteur et en profondeur

### Fauteuil à colonne électrique

- piétement 60 x 40 mm époxy blanc avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein
- colonne électrique avec boîtier de contrôle au pied
- hauteur 620 à 820 mm
- sellerie épaisseur 60 mm
- 2 modèles : tête réglable en hauteur seulement, ou en hauteur et en profondeur
- gouttières réglables en hauteur, en inclinaison et en rotation
- dossier et jambière indépendants ou synchronisés, mouvements par vérin gaz ou autoblocage mécanique, selon modèle



haut. assise	dimensions allongé	poids supporté	réglage tête	dossier / jambière	dossier	jambière	référence	Prix HT
<b>fauteuil à roulettes, à colonne hydraulique</b>								
600 à 750 mm	1550 x 850 x h600/750 mm	120 kg	hauteur/profondeur	synchronisés	vérin à gaz	vérin à gaz	FP2104 <a href="#">1</a>	
<b>fauteuils à roulettes, à colonne électrique</b>								
620 à 820 mm	1770 x 850 x h620/820 mm	220 kg	hauteur	indépendants	vérin à gaz	mécanique	FP2105 <a href="#">2</a>	
620 à 820 mm	1550 x 850 x h620/820 mm	220 kg	hauteur/profondeur	synchronisés	vérin à gaz	vérin à gaz	FP2106	

## Fauteuils de prélèvement à patins

- ▶ **modèles : standard à hauteur fixe, à colonne hydraulique, ou à colonne électrique**
- ▶ **20 coloris au choix piétement beige et sellerie vert foncé par défaut)**

- sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 80 mm, largeur 550 mm, classe ininflammable classé M1
- équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- position de Trendelenburg (-7°)



- piétement en acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix
- réglage du dossier et de la jambière en toutes positions, la jambière peut être mise en position verticale

- nombreuses options sur demande : étriers, étaux, appuis-jambes, repose-tête avec housse, tête 1/2 lune, poignée, plateau inox, synchronisation des réglages de dossier et jambière, roulettes

hauteur assise	poids supporté	piétement	jambière	dossier	commande	référence	Prix HT
<b>fauteuils standard hauteur fixe 500 mm</b>							
500 mm	130 kg	acier revêtement peinture époxy	mécanique autobloquant	vérin à gaz	actionneur mécanique	FP3000 <a href="#">1</a>	
<b>fauteuils tournant à colonne hydraulique télescopique possibilité de bloquer la rotation, en levant la pédale au maximum</b>							
520 à 720 mm	130 kg	socle chromé	vérin à gaz	vérin à gaz	actionneur mécanique	FP3100 <a href="#">2</a>	
<b>fauteuils à colonne à vérin électrique</b>							
520 à 720 mm	130 kg	mécano-soudé, articulations bagues bronze	vérin à gaz	vérin à gaz	télécommande au pied	FP3200 <a href="#">3</a>	
<b>fauteuils à colonne électrique télescopique</b>							
520 à 720 mm	130 kg	acier revêtement peinture époxy	vérin à gaz	vérin à gaz	télécommande au pied	FP3300 <a href="#">4</a>	