

# ÉVACUATION DES DÉCHETS - RÉCIPIENTS DE SÉCURITÉ

## Conteneurs de sécurité polyéthylène

- ▶ récupération des aiguilles souillées et des petits objets tranchants contaminés
- ▶ sigle "danger biologique"

- incinérables sans résidus toxiques
- résistants aux chocs et aux perforations
- ouverture par pression de l'obturateur
- obturateur attaché au conteneur
- sigle "biohazard" indiquant un danger biologique
- anse de transport
- **récupération des aiguilles souillées** : un système permet de détacher l'aiguille de la seringue sans aucun contact avec l'aiguille et de la récupérer dans le conteneur en toute sécurité, évite toute contamination par contact ou par aérosol



capacité	dimensions	référence	Prix HT
2 litres	Ø148 x h162 mm	AX2100	
7 litres	Ø230 x h222 mm	AX2400	

## Conteneurs de sécurité polypropylène

- ▶ autoclavables

- incinérables sans résidus toxiques
- résistants aux chocs et aux perforations
- ouverture par pression de l'obturateur
- obturateur attaché au conteneur
- sigle "biohazard" indiquant un danger biologique
- anse de transport
- **récupération des aiguilles souillées** : un système permet de détacher l'aiguille de la seringue sans aucun contact avec



capacité	dimensions	référence	Prix HT
4 litres	Ø195 x h172 mm	AX2200	
6 litres	Ø220 x h200 mm	AX2300	

l'aiguille, et de la récupérer dans le conteneur en toute sécurité, évite toute contamination par contact ou par aérosol

## Conteneurs grande capacité pour déchets biologiques

- ▶ incinérables et autoclavables
- ▶ pour tout déchet biologique de laboratoire

- forme seau avec anse de transport
- couvercle à pression parfaitement hermétique, pour la récupération et le transport
- sigle "biohazard" (danger biologique)
- en polypropylène, particulièrement résistant aux chocs, aux perforations et aux agressions des solvants
- incinération sans résidus toxiques
- facilitent la récupération tout en assurant la **sécurité du manipulateur**

### Conteneurs 11 et 21 litres :

- **spécialement conçus pour la récupération des boîtes de Pétri souillées**
- couvercle avec ouverture Ø 115 mm pour l'introduction des boîtes de Pétri Ø 90 mm, cet orifice peut être fermé après chaque utilisation grâce à un obturateur auxiliaire à pression accroché au couvercle

capacité	dimensions	réf.	Prix HT
11 litres	Ø260 x h255 mm	CS110	
21 litres	Ø320 x h330 mm	CS210	
25 litres	Ø320 x h390 mm	CS250	

### Conteneur de 25 litres :

- pour de grandes quantités de déchets biologiques ou pour des déchets de grande taille



## Conteneur de sécurité

- conteneur à déchets, siglé "biohazard" (danger biologique) pour déchets biologiques, aiguilles, tubes etc.
- couvercle de sécurité coulissant avec système de fermeture bloquant : ouverture demi circulaire rayon 6 cm
- **dispositif spécial** placé sur le couvercle pour la **récupération des aiguilles**, obturé lorsque le couvercle est fermé, pour une sécurité maximale



capacité	dimensions	référence	Prix HT
4 litres	Ø200 x h170 mm	LX51020	