

Tampons Sørensen



- diluer 5 ml à 1 litre
- le pH de l'eau utilisée pour le rinçage et la dilution des colorants hématologiques (Giemsa, May-Grunwald et autres) doit être un pH 6,8
- coffret de 5 flacons de 25 ml pour 25 litres d'eau tamponnée de rinçage ou de dilution

référence

Prix HT

SORENSEN Solution tampon concentrée de Sørensen pH 6,8, coffret de 5 flacons de 25 ml

SORENSEN69 Solution tampon concentrée de Sørensen pH 6,9, coffret de 5 flacons de 25 ml

SORENSEN70 Solution tampon concentrée de Sørensen pH 7, coffret de 5 flacons de 25 ml

SORENSEN72 Solution tampon concentrée de Sørensen pH 7,2, coffret de 5 flacons de 25 ml

LMR605 détachant décolorant



Idéal pour les mains, la verrerie, les instruments, les paillasses, etc.



- **sans phosphates - biodégradable**
- décolorant très efficace pour les mains, la verrerie, les appareils et les vêtements
- élimination rapide des colorants utilisés en chimie, biologie, bactériologie, hématologie, histologie (bleu de méthylène, colorants pour frottis sanguins, iode, nitrate d'argent, permanganate, etc.)

référence

Prix HT

LMR605 Détachant décolorant, flacon de 900 g

Cytofixateur CytoFixx™

- solution en spray, prête à l'emploi
- contient de l'alcool et du carbowax, sans CFC
- résultats de fixation constants
- coloration ultérieure



référence

Prix HT

CP3511 Cytofixateur CytoFixx 50 ml

CP3512 Cytofixateur CytoFixx 150 ml

Cytofixateur DdFix™

- fixateur en aérosol composé d'alcool et de polyéthylène glycol en solution aqueuse
- après pulvérisation, l'alcool contenu dans le spray s'évapore en laissant un film protecteur de polyéthylène glycol sur le spécimen
- film mince et uniforme corrigeant les frottis et limitant le dessèchement des cellules
- au bout de 10 minutes, l'échantillon est sec et peut être utilisé ou stocké
- échantillon stable pendant plusieurs semaines
- retrait du film de polyéthylène glycol par simple immersion de l'échantillon dans de l'eau distillée ou de l'éthanol à 50% pendant 10 secondes



référence

Prix HT

DK3551 Cytofixateur DdFix 50 ml

DK3552 Cytofixateur DdFix 150 ml